

# RÉCIPIENTS CRYOGÉNIQUES

## ARPEGE 70 LIQUIDE



- Récipient cryogénique de moyenne capacité
- Conservation de produits biologiques de petite taille en phase liquide
- Capacité de 72 L
- En aluminium

Laboratoires et Analyses

### Domaines d'application

Les récipients **ARPEGE** permettent de stocker tous types d'échantillons dans l'azote. Les versions intégrant le système Cryomémo assure un stockage en toute sécurité des échantillons avec une traçabilité totale sur les températures et leur monitoring.

#### Conservation dans :

Azote liquide

#### Conçu pour :

Echantillons biologiques

### Spécifications

Autonomie statique .....	103 Jour*
Diamètre du col .....	215 mm
Evaporation journalière .....	0.7 l/jour*
Poids à vide .....	48 kg**
Poids à plein .....	90 kg**
	14960 de 0,25ml
	- 5440 de 0,5ml -
Capacité totale en paillettes : .....	4760 paillettes CBS
Tubes de 2 ml (par boîte de 100 tubes - 4 racks de 5 étages) .....	2000
Tubes de 5 ml (par boîte de 81 tubes - 4 racks de 3 étages) .....	972
Poches de 25 ml .....	132

\*L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20°C, 1013 mbar, récipient immobile et bouchon fermé. Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de l'historique du récipient et des tolérances de fabrication.

\*\*Sans équipements

### Les + qui font la différence

#### **Polyvalent :**

Rangement par rack ou canister

#### **Manipulation sécurisée :**

Système de blocage individuel des boîtes

#### INFO +

Dispositif Medical de Classe IIa - Code GMDN 16534

### Alerte Sécurité

⚠ Attention ! Utiliser obligatoirement des équipements de sécurité Individuels appropriés (gants, lunettes de sou-  
dage, tablier)

# Encombrement

Longueur (L) : 586 mm

Hauteur (H) : 921 mm

Profondeur (D) : 673 mm

Poids net : 48 kg

## Manuel d'emploi

OP

## Configuration du modèle

Livré de base sans aménagements.

## Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Matière	Type d'équipement	Option
171958	ARPEGE 70 NU	N2 (Liq)	Aluminium	SIMPLE	
171959	ARP70-L-ITN+RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium	INITIAL : avec CryoMemo	
171960	ARP70-L-ITNR-RS/420+MEMO	N2 (Liq)	Aluminium	ESSENTIAL : avec Cryo-Memo	Remplissage automatique
171961	ARP70-L-ITNR-RS/420+MEMO+KD	N2 (Liq)	Aluminium	ESSENTIAL + : avec CryoMemo	Remplissage automatique et Dégazage

## Options

	Référence	Désignation longue
	116524	Flexible DN10 - 180/180 pour Azote Lg=1,5m